



## Mikro Sägen Micro Saws

Aufgespritzter Silikongriff für bessere Griffsicherheit bei trockener und feuchter Umgebung.  
Moulded silicone handles for better grip in dry and humid environment.

**NEW**

68.24.01



68.24.03



68.24.06



68.24.11



# Motorensystem - Mikro Sägen Motor system - Micro Saws



Oszillierende Mikro-Säge mit Gabelschlüssel  
Micro oscillating saw with fork wrench

Integriertes Spülrohr  
Integrated irrigation tube



### 68.24.19

Ersatz-Überwurfmutter für Spannfutter  
Spare fixation nut for chuck

15.000 U/min

12,5 cm - 5"  
**68.24.01**


ohne Sägeblätter  
without saw blades

### 68.24.20

Gabelschlüssel (allein)  
Fork wrench (only)

Sägeblätter  
Saw blades

Nutzlänge  
Working length



6 mm



0,3 mm  
a = 11 mm  
**68.24.24**

10 mm



0,3 mm  
a = 11 mm  
**68.24.25**

15 mm



0,3 mm  
a = 11 mm  
**68.24.26**

6 mm



0,15 mm  
a = 11 mm  
**68.24.30**



6 mm



0,3 mm  
a = 26 mm  
**68.24.27**

10 mm



0,3 mm  
a = 26 mm  
**68.24.28**

15 mm



0,3 mm  
a = 26 mm  
**68.24.29**


6 mm



0,15 mm  
a = 26 mm  
**68.24.31**



Maximale Motordrehzahl = Oszillationen/min  
Maximum speed = oscillations/minute



Blattstärke  
Thickness of blade



Verpackungseinheit "X" Stück  
Packing unit "X" piece

**medicon**

Medicon eG · Gänsacker 15 · D-78532 Tuttlingen · Tel.: +49 (0) 74 62 120 09-0 · Fax: +49 (0) 74 62 120 09-50  
Internet: www.medicon.de · E-Mail: sales@medicon.de

# Motorensystem - Mikro Sägen Motor system - Micro Saws



Mikro-Sagittal-Säge mit Gabelschlüssel  
Micro sagittal saw with fork wrench

Integriertes Spülrohr  
Integrated irrigation tube

**68.24.19**

Ersatz-Überwurfmutter für Spannfutter  
Spare fixation nut for chuck

**68.24.20**

Gabelschlüssel (allein)  
Fork wrench (only)

20.000 U/min


12,5 cm - 5"  
**68.24.03**

ohne Sägeblätter  
without saw blades



**Sachse**

Sägeblätter  
Saw blades



P <sub>12</sub>	$\frac{0,35 \text{ mm}}{\text{---}}$	$\frac{0,35 \text{ mm}}{\text{---}}$	$\frac{0,35 \text{ mm}}{\text{---}}$	$\frac{0,35 \text{ mm}}{\text{---}}$	$\frac{0,35 \text{ mm}}{\text{---}}$	$\frac{0,35 \text{ mm}}{\text{---}}$
	<b>68.24.70</b>	<b>68.24.71</b>	<b>68.24.72</b>	<b>68.24.73</b>	<b>68.24.74</b>	<b>68.24.75</b>

# Motorensystem - Mikro Sägen Motor system - Micro Saws



Osseoskalpell mit Gabelschlüssel  
Osseoscalpel with fork wrench

Integriertes Spülrohr  
Integrated irrigation tube

**68.24.19**

Ersatz-Überwurfmutter für Spannfutter  
Spare fixation nut for chuck

**68.24.20**

Gabelschlüssel (allein)  
Fork wrench (only)

US Pat.5.201.749o  
DE 40 29 676

20.000 U/min

12,5 cm - 5"  
**68.24.06**

ohne Sägeblätter  
without saw blades



**Sachse**



Mikro-Säge mit axial/sagittalem Schnitt, Pendelhub, besonders geeignet für dreidimensionale Schnittführungen  
Micro saw with axial/sagittal cut, oscillating hub, especially suitable for three dimensional cutting

Sägeblätter  
Saw blades

Arbeitslänge  
Working length

a



<b>68.24.35</b>	<b>68.24.36</b>	<b>68.24.37</b>

**medicon**<sup>®</sup>



Mikro-Stichsäge mit Gabelschlüssel  
 Micro compass saw with fork wrench

Abnehmbares Spülrohr  
 Detachable irrigation tube



**68.24.19**

Ersatz-Überwurfmutter für Spannfutter  
 Spare fixation nut for chuck

15.000 U/min

12,5 cm - 5"  
**68.24.11**

ohne Sägeblätter  
 without saw blades

**68.24.20**

Gabelschlüssel (allein)  
 Fork wrench (only)

**68.24.22**

Ersatz-Spülrohr  
 Spare irrigation tube

5,5 cm - 2 1/8"


**68.24.21**

Hartmetall-Raspelaufsatz  
 Tungsten carbide rasp



Sägeblätter  
 Saw blades

Arbeitslänge  
 Working length



0,25 mm

a = 11 mm

**68.24.12**

0,25 mm

a = 14 mm

**68.24.13**

0,25 mm

a = 18 mm

**68.24.14**

0,25 mm

a = 22 mm


**68.24.15**

0,25 mm

a = 26 mm

**68.24.16**





Indikationsbereiche  
Fields of applications



		68.24.01	68.24.03	68.24.06	68.24.11
Craniofaziale Chirurgie Craniofacial Surgery	Entnahme von Kalotten-Transplantaten Harvesting of cranial bone grafts	+	++	+++	++
	Osteotomie des Frontal Bandeau einschließlich Orbitotomie Osteotomy of the frontal bandeau including orbitotomy	+	++	+++	++
	Osteotomie und Konturierung der Kalottensegmente Osteotomy and contouring of cranial segments	++	+++	++	+
	Osteotomie im Nasoethmoidalkomplex Osteotomy within the nasal ethmoidal complex	-	++	++	++
Maxillofaziale Chirurgie Maxillofacial Surgery	Inderdentale Osteotomie Interdental osteotomy	++	++	++	++
	Transverse Orbitotomie Transversal orbitotomy	+++	+	+	+
	Osteotomie der fazialen Unterkieferwand nach Abello oder Lindorf Osteotomy of the facial mandibular wall acc. to Abello or Lindorf	+++	++	++	++
	Vertikale Osteotomie des aufsteigenden Unterkiefers von intraoral Vertical osteotomies of the ascending ramus from intraoral	+++	-	-	-
	Laterale Segmentosteotomien Lateral segment osteotomies	+++	++	++	++
	Anteriore Segmentosteotomien Anterior segment osteotomies	++	++	+++	+++
	Osteotomien der Le Fort Ebenen Le Fort osteotomies	-	++	++	++
	Osteotomien des Unterkiefers inklusive sagittale Spaltung Mandibular osteotomies incl. sagittal split	-	+	+++	+
	Kinnosteotomien Chin osteotomies	+	+	+++	++
	Tumorresektionstherapie Tumor resection therapy	+	++	+++	++
Osteotomie der Scapula, des Beckenkammes und der Fibula im Rahmen der Rekonstruktionstherapie Osteotomy of scapula, iliac crest and fibula within reconstruction therapy	+	++	++	++	
Handchirurgie Hand Surgery	Osteotomie der Phalangen Mittelhandknochen, Radius und Ulna Osteotomy of phalanges, metacarpal bones, radius and ulna	+	++	+++	++
	Knochentransplantatentnahme vom Beckenkamm, Radius Bone graft harvesting from the iliac crest and the radius	+	++	+++	+

+++ sehr gut geeignet  
absolutely suitable    ++ gut geeignet  
very suitable    + geeignet  
suitable    - ungeeignet  
not suitable